
PRODUCT SHEET



Heidolph MR Hei-Standard Magnetrührer mit Heizung

Zuverlässiger Magnetrührer mit Heizung für bis zu 20 Liter Rührvolumen

TECHNISCHE DATEN:

Drehzahlbereich: 100 - 1.400 rpm
Max. Rührmenge: max. 20 l
Temperaturbereich Heizplatte: 20 - 300 °C
Maße (BxTxH): 277 x 173 x 94 mm
Gewicht: 2,9 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange
Program