
PRODUCT SHEET



Arctiko MUF40 Ultratiefkühlschrank (-80° C)

Der Arctiko -80° C MUF 40 Ultratiefkühlschrank kann als Unterbaugerät oder Standmodell aufgestellt werden. Die kompakte Bauweise und ein lärmarmer Kompressor ermöglichen auch den Einsatz im Arbeitslabor.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 35 l

Temperaturbereich: -60° C bis -80° C

Außenmaße (BxTxH): 495 x 660 x 680 mm

Innenmaße (BxTxH): 336 x 356 x 295 mm

Gewicht: 60 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



Temperature Mapping

SERVICE:



IQ/OQ

ZUBEHÖR:



Temperatur Datalogger
EBI 310-TPX220