
PRODUCT SHEET



Thermo HFU600TV Ultratiefkühlschrank (-86 °C)

Der HFU600TV -86 °C-Ultratiefkühlschrank ist ein großes Standgerät mit 815 Liter Inneraumvolumen für bis zu 600 Standardcryoboxen.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 815 l
Temperaturbereich: -50 °C bis -86 °C
Außenmaße (BxTxH): 111 x 96 x 198 cm
Innenmaße (BxTxH): 87 x 72 x 130 cm
Gewicht: 388 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



Temperature Mapping

SERVICE:



IQ/OQ

ZUBEHÖR:



Temperatur Datalogger
EBI 310-TPX220