

LIEBHERR

LGuex 1500 MediLine

Bruttoinhalt gesamt	139 l
Außenmaße (H/B/T)	82 / 60,0 / 61,5 cm
Energieverbrauch in 24 Stunden	0,926 kWh / 24h



Technische Daten

Allgemeine Produktinformationen

Produktgruppe	Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik
GTIN	9005382171011

Leistung und Verbrauch

Energieverbrauch in 24 Stunden	0,926 kWh / 24h
--------------------------------	------------------------

Geräusch-Schalleistung	45 dB
Nutzzinhalt gesamt	129 l
Bruttoinhalt gesamt	139 l
Kältemittel	R 600a
Kühlsystem	Statisch
Abtauverfahren	manuell
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	1,0 A

Abmessungen und Gewicht

Außenmaße (H/B/T)	82 / 60,0 / 61,5 cm
Isolierung	55 - 55 mm
Gewicht (mit Verpackung)	44,0 kg
Gewicht (ohne Verpackung)	42,0 kg

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturbereich	-9°C bis -26°C
Temperaturanzeige	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	✓
Netzausfallalarm	bei Netzurückkehr
Maximale Fluktuation	3,3 °C
Gradient	6,6 °C

Design und Ausstattung

Material Seitenwände	Stahl
Farbe Gehäuse	Weiß
Material Tür/Deckel	Stahl

Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	✓
Türanschlag	rechts wechselbar
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Rollenart	—
Tauwasserablauf	—
Schubfächer im Gefrierteil	3
davon verstellbar	4
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Türdesign	HardLine
Griff	Ergonomischer Stangengriff

Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

LIEBHERR