
PRODUCT SHEET



Liebherr MKUv 1610 Medikamentenkühlschrank (+5C) (141 Liter)

Der Liebherr MKUv 1610 Medikamentenkühlschrank ist dank seiner sehr einfachen Bedienung und hochwertigen Verarbeitung ideal für den Einsatz in klinischen Studien. Das kompakte Gerät verfügt über ein Innenraumvolumen von 141 Litern. Die Soll-Temperatur ist fest auf 5°C eingestellt - ein versehentliches Verstellen ist daher nicht möglich. Der MKUv 1610 gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Temperatur den zulässigen Bereich von +2°C bis +8°C über- oder unterschreitet.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 141 l
Temperaturbereich: +5°C (fest eingestellt)
Kühlsystem: Umluft
Fluktuation: max. 1,3°C
Gradient: max. 2,8°C
Außenmaße (BxTxH): 601 x 618 x 820 mm
Gewicht: 42 kg
Entspricht DIN 58345

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



Temperature Mapping

SERVICE:



IQ/OQ

ZUBEHÖR:



Temperatur Datalogger
EBI 310