
PRODUCT SHEET



Hettich EBA 200 Zentrifuge

Kompakte Zentrifuge für 8 Blutentnahmeröhrchen (Vacutainer®, Monovette®, Vacuette®)

TECHNISCHE DATEN:

Drehzahl: max. 6000 rpm (3461 x g)

Kapazität: 8 Blutentnahmeröhrchen (Vacutainer®, Monovette®, Vacuette®)

Kühlung: nein

Maße (BxTxH): 261 x 353 x 228 mm

Gewicht: 9 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange
Program

SERVICE:



IQ/OQ