

---

## PRODUCT SHEET



### B. Braun Perfusor Space

Der Perfusor Space ist eine leichte, kompakte Spritzenpumpe, die sich intuitiv bedienen lässt. LABFISH bietet passend dazu die gesamte Bandbreite an B. Braun Perfusor Leitungen und Omnifix Spritzen für einfache Anwendungen bis hin zu den anspruchvollsten Anwendungen in der Onkologie an.

### TECHNISCHE DATEN:

---

Maße (BxTxH): 249 x 152 x 68 mm

Gewicht: 1,4 kg

#### SERVICE:



Annual Safety Check

#### SERVICE:



reCAL Exchange  
Program

#### SERVICE:



User Training

#### ZUBEHÖR:



B. Braun  
Infusionsmaterial