

---

## PRODUCT SHEET



### Cardio M 12-Kanal EKG

Das Cardio M ist ein zuverlässiges 12-Kanal EKG, das sich sehr leicht bedienen lässt und sich in vielen klinischen Studien bewährt hat.

---

#### TECHNISCHE DATEN:

12-Kanal Ruhe-EKG

Parameter: Herzrate, PR, QRS, QT/QTc, P-R-T Achsen

HRV-Analyse: Nein

Klarer Ausdruck

Manuelle Aufnahme oder 10-Sekunden EKG für Interpretation

Maße (BxTxH): 296 x 305 x 97 mm

Gewicht: 3,2 kg

SERVICE:



Annual Safety  
Check

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange  
Program

SERVICE:



User Training

ZUBEHÖR:



Klebeelektroden