

---

## PRODUCT SHEET



### Vitalograph Micro Spirometer

Der Vitalograph Micro ist ein sehr kompaktes Spirometer mit einer einfachen, selbsterklärenden Touchscreen-Bedienung. In Kombination mit der 3 Liter Kalibrationspumpe erfüllt es den ATS/ERS Spirometrie-Standard.

Die Patientensicherheit wird durch die Vitalograph BVF Bakterien-Viren-Filter (Einmalgebrauch) sichergestellt.

### TECHNISCHE DATEN:

---

Gemessene Werte: VC, FVC, FEV1, FEV1/VK, PEF, FEF25-75, FEF25, FEF50, FEF75 und mehr als 30 weitere Parameter

(bis zu 8 gleichzeitig auswählbar)

Kalibrationspumpe 3 Liter zur Einhaltung des ATS/ERS Spirometrie-Standard

Maße (BxTxH): 83 x 93 x 32 mm

Gewicht: 250 Gramm

### SERVICE:



Calibration

### SERVICE:



reCAL Exchange  
Program

### ZUBEHÖR:



Vitalograph BVF Bakterien-Viren-Filter  
Vitalograph Einmal-Nasenklappen